

Vejledning i opsamling af afføringsprøve

Prøvematerialet må ikke komme i kontakt med vand, urin eller anden forurening. Til indsamling kan anvendes et stykke plastik, en avis eller en engangsbøtte, der lægges over toiletkummen/under brættet.

Fremgangsmåde

- 1 Brug handsker
- 2 På indersiden af prøverørets låg sidder en lille "ske". Brug denne til at opsamle prøven med
- 3 Fyld prøverørevejledningert cirka 2 cm op. Skru låget på prøverøret
- 4 Tjek at der er en lille stregkodelabel på prøverøret. Skriv prøvedato på denne
- 5 Kom prøverøret i beskyttelsesbeholderen
- 6 Tjek at labelen på beskyttelsesbeholderen stemmer overens med barnets data
- 7 Prøven kan opbevares op til 4 døgn ved højst 20 grader. Prøven kan opbevares på køl, men det er ikke et krav. Opbevaring over 30 grader bør undgås
- 8 Prøven afleveres i klinikken eller efter aftale